

Die richtige Größe wählen

Die Größe von MIMAR® Suit Recovery richtet sich nach dem **Gewicht des Patienten**, nicht der Rasse. Das Modell (lang/kurz) nach der zu schützenden Region.

Drei Schritte

- 1 Gewicht prüfen**
Nutzen Sie das aktuelle Gewicht, in der Praxis gewogen oder aus der Akte.
- 2 Größe finden**
Gewicht in der Tabelle suchen. Rassen sind nur Richtwerte: Das Gewicht zählt.
- 3 Modell wählen**
Langer Body für Abdomen, Thorax und Rücken; kurzer Body für Hals, Thorax und Ösophagostomiesonden.

Größenübersicht

Größe	Gewicht	Hund (Beispiele)	Katze (Beispiele)
T1	Bis 4 kg	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Pudel, Dackel	Perser, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Boxer	—
T5	38–48 kg	Schäferhund	—
T6	Über 48 kg DEMNÄCHST	Mastiff, Bernhardiner	—

Zwischen zwei Größen?

Probieren Sie beide und wählen Sie die **passendere**. Beachten Sie auch einen untypischen Körperbau: sehr tiefer Brustkorb (Windhund, Whippet), sehr breiter (Bulldogge) oder Welpen im Wachstum. Im Zweifel beraten wir Sie.

So prüfen Sie den Sitz

Am Körper eng: Der Stoff ist sehr elastisch. **Am Hals** bei eingesetzter Halsplatte einen halben Finger Spiel lassen: eng, aber ohne zu drücken. Zu locker, könnte das Tier ihn über den Kopf abstreifen: **Prüfen Sie stets, dass der Kopf nicht durch den Halsteil passt.**



Katzen

Die meisten Katzen tragen Größe 1 oder 2, große Rassen wie die Maine Coon brauchen evtl. Größe 3: Wählen Sie immer nach Gewicht. Außer in Sonderfällen ist die Halsplatte meist unnötig: Stattdessen werden die beiliegenden extra Klettbänder vom Hals bis zum Rücken angebracht.