

Nola aukeratu neurri egokia

MIMAR® Suit Recovery-ren neurria **pazientearen pisuak** zehazten du, ez arrazak. Modeloa, luzea edo laburra, babesteko eremuaren arabera da.

Hiru urrats

- 1 Egiatzatu pisua**
Erabili pazientearen egungo pisua, kontsultan hartua edo fitxa klinikoa erregistratua.
- 2 Bilatu neurria**
Aurkitu pisua taulan. Arrazak orientabide hutsa dira: pisuak agintzen du.
- 3 Aukeratu modeloa**
Jantzi luzea abdomen, torax eta bizkarrerako; laburra lepo, torax eta esofagostomia-hodietarako.

Neurrien taula

Neurria	Pisua	Txakurra (adib.)	Katua (adib.)
T1	4 kg arte	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Poodle, Teckel	Persiarra, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Boxer	—
T5	38–48 kg	Artzain alemana	—
T6	48 kg-tik gora LASTER	Mastin, San Bernardo	—

Bi neurriren artean?

Probatu biak eta aukeratu hobekien doitzen dena.

Kontuan hartu pazientearen gorputz-egitura ere, ohikoa ez denean: torax oso sakona (galgoa, whippeta), oso zabala (bulldoga) edo hazten ari diren kumeak. Zalantzarik baduzu, aholkatuko dizugu.

Nola egiatzatu doikuntza

Gorputza, doituta: ehuna oso elastikoa da. **Lepoan,** lepo-plaka zurruna jarrita, utzi hatz erdiko tartea: doituta, baina minik egin gabe. Lasaiegi geratzen bada, animaliak burutik atera lezake: **egiazatu beti ezin duela burua lepokotik atera.**



Katuetan

Katu gehienek 1. eta 2. neurriak erabiltzen dituzte, baina arraza handiek, Maine Coon-ak adibidez, 3. neurria behar dezakete: aukeratu beti pisuaren arabera. Egoera berezietan izan ezik, ez da lepo-plaka zurrunik behar izaten: horren ordez, poltsan datozen belkro-zinta gehigarriak jartzen dira, lepotik bizkarreraino.