

Choisir la bonne taille

La taille de MIMAR® Suit Recovery se choisit selon le **poids du patient**, non la race. Le modèle, long ou court, dépend de la zone à protéger.

Trois étapes

- 1 Vérifiez le poids**
 Utilisez le poids actuel du patient, pesé en consultation ou noté au dossier.
- 2 Trouvez la taille**
 Repérez le poids dans le tableau. Races indicatives : le poids prime.
- 3 Choisissez le modèle**
 Longue pour abdomen, thorax et dos ; courte pour cou, thorax et sondes d'œsophagostomie.

Grille des tailles

Taille	Poids	Chien (exemples)	Chat (exemples)
T1	Jusqu'à 4 kg	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Caniche, Teckel	Persan, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Boxer	—
T5	38–48 kg	Berger allemand	—
T6	Plus de 48 kg BIENTÔT	Mâtin, Saint-Bernard	—

Entre deux tailles ?

Essayez les deux et gardez celle qui s'ajuste le **mieux**. Tenez compte aussi d'une morphologie atypique : thorax très profond (Lévrier, Whippet), très large (Bouledogue) ou chiots en croissance. En cas de doute, nous vous conseillons.

Vérifier l'ajustement

Le corps, ajusté : le tissu est très élastique. **Au cou**, plaque rigide en place, laissez un demi-doigt de jeu : ajusté, sans blesser. Trop lâche, l'animal pourrait l'enlever par la tête : **vérifiez toujours qu'il ne peut pas sortir la tête par le col**.



Chats

La plupart des chats portent les tailles 1 et 2, mais les grandes races comme le Maine Coon peuvent nécessiter la taille 3 : choisissez toujours selon le poids. Sauf cas particulier, la plaque rigide est rarement nécessaire : on pose à la place les bandes velcro fournies dans le sac, du cou jusqu'au dos.