

Como elixir a talla axeitada

A talla de MIMAR® Suit Recovery escóllese polo **peso do paciente**, non pola raza. O modelo, longo ou curto, depende da zona que hai que protexer.

En tres pasos

- 1 Comprobe o peso**
 Use o peso actual do paciente, tomado na consulta ou rexistrado na súa ficha clínica.
- 2 Busque a súa talla**
 Localice o peso na táboa. As razas son só orientativas: manda o peso.
- 3 Escolla o modelo**
 Traxe longo para abdome, tórax e lombo; traxe curto para pescozo, tórax e sondas de esofagostomía.

Táboa de tallas

Talla	Peso	Can (exemplos)	Gato (exemplos)
T1	Ata 4 kg	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Caniche, Teckel	Persa, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Bóxer	—
T5	38–48 kg	Pastor alemán	—
T6	Máis de 48 kg PROXIMAMENTE	Mastín, San Bernardo	—

Entre dúas tallas?

Probe as dúas e escolla a que mellor se axuste. Teña en conta tamén a constitución do paciente cando se sae do habitual: tórax moi profundo (galgo, whippet), moi ancho (bulldog) ou cachorros en crecemento. Se ten dúbidas, asesorámolo.

Como comprobar o axuste

O corpo, axustado: o tecido é moi elástico. **No pescozo,** co collar ríxido xa colocado, deixe medio dedo de folgura: axustado, pero sen que lle faga dano. Se queda demasiado frouxo, o animal podería sacalo pola cabeza: **comprobe sempre que non pode sacar a cabeza polo colarín.**



En gatos

A maioría dos gatos usan as tallas 1 e 2, pero as razas grandes, como o Maine Coon, poden necesitar a talla 3: escolla sempre polo peso. Agás en situacións especiais, non adoita ser necesario o collar ríxido: no seu lugar colócanse as tiras extra de velcro incluídas na bolsa, desde o pescozo ata o lombo.