

Scegliere la taglia giusta

La taglia di MIMAR® Suit Recovery si sceglie in base al **peso del paziente**, non alla razza. Il modello, lungo o corto, dipende dalla zona da proteggere.

Tre passaggi

- 1 Verifichi il peso**
 Usi il peso attuale del paziente, rilevato in visita o in cartella clinica.
- 2 Trovi la taglia**
 Individui il peso nella tabella. Le razze sono indicative: conta il peso.
- 3 Scelga il modello**
 Tuta lunga per addome, torace e dorso; tuta corta per collo, torace e sonde esofagostomiche.

Tabella taglie

Taglia	Peso	Cane (esempi)	Gatto (esempi)
T1	Fino a 4 kg	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Barboncino, Bassotto	Persiano, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Boxer	—
T5	38–48 kg	Pastore tedesco	—
T6	Oltre 48 kg PROSSIMAMENTE	Mastino, San Bernardo	—

Tra due taglie?

Le provi entrambe e scelga quella che veste meglio. Consideri anche la costituzione del paziente se insolita: torace molto profondo (Levriero, Whippet), molto largo (Bulldog) o cuccioli in crescita. In caso di dubbi, La consigliamo noi.

Verificare la vestibilità

Il corpo, aderente: il tessuto è molto elastico. **Al collo,** con il collare rigido inserito, lasci mezzo dito di gioco: aderente, ma senza fargli male. Se è troppo largo, l'animale potrebbe sfilarlo dalla testa: **verifichi sempre che non possa sfilare la testa dal collare.**



Nei gatti

La maggior parte dei gatti usa le taglie 1 e 2, ma le razze grandi come il Maine Coon possono richiedere la taglia 3: scelga sempre in base al peso. Salvo casi particolari, il collare rigido di solito non serve: al suo posto si applicano le strisce extra di velcro incluse nella confezione, dal collo alla schiena.