

Como escolher o tamanho certo

O tamanho do MIMAR® Suit Recovery escolhe-se pelo **peso do paciente**, não pela raça. O modelo, longo ou curto, depende da zona a proteger.

Três passos

- 1 Verifique o peso**
 Use o peso atual do paciente, medido na consulta ou registado na ficha clínica.
- 2 Procure o tamanho**
 Localize o peso na tabela. As raças são só indicativas: decide o peso.
- 3 Escolha o modelo**
 Fato longo para abdómen, tórax e dorso; fato curto para pescoço, tórax e sondas de esofagostomia.

Tabela de tamanhos

Tamanho	Peso	Cão (exemplos)	Gato (exemplos)
T1	Até 4 kg	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Caniche, Teckel	Persa, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Boxer	—
T5	38–48 kg	Pastor Alemão	—
T6	Mais de 48 kg BREVEMENTE	Mastim, São Bernardo	—

Entre dois tamanhos?

Experimente os dois e escolha o que ajustar melhor. Considere também a constituição do paciente quando foge ao habitual: tórax muito profundo (galgo, whippet), muito largo (bulldog) ou cachorros em crescimento. Em caso de dúvida, aconselhamo-lo.

Como verificar o ajuste

O corpo, ajustado: o tecido é muito elástico. **No pescoço,** com o colar rígido já colocado, deixe meio dedo de folga: ajustado, mas sem magoar. Se ficar demasiado largo, o animal pode tirá-lo pela cabeça: **verifique sempre que não consegue passar a cabeça pelo colar.**



Em gatos

A maioria dos gatos usa os tamanhos 1 e 2, mas as raças grandes, como o Maine Coon, podem precisar do tamanho 3: escolha sempre pelo peso. Salvo situações especiais, não costuma ser preciso o colar rígido: em vez dele, colocam-se as tiras extra de velcro incluídas no saco, do pescoço até às costas.