

Com triar la talla adequada

La talla de MIMAR® Suit Recovery es tria pel **pes del pacient**, no per la raça. El model, llarg o curt, depèn de la zona que cal protegir.

Tres passos

- 1 Comprove el pes**
 Utilitze el pes actual del pacient, pres en la consulta o registrat en la fitxa clínica.
- 2 Busque la talla**
 Localitze el pes en la taula. Les races són només orientatives: mana el pes.
- 3 Trie el model**
 Vestit llarg per a abdomen, tòrax i esquena; vestit curt per a coll, tòrax i sondes d'esofagostomia.

Taula de talles

Talla	Pes	Gos (exemples)	Gat (exemples)
T1	Fins a 4 kg	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Caniche, Teckel	Persa, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Bòxer	—
T5	38–48 kg	Pastor alemany	—
T6	Més de 48 kg PRÒXIMAMENT	Mastí, Sant Bernat	—

Entre dues talles?

Prove-les totes dues i trie la que s'ajuste millor. Tinga en compte també la constitució del pacient quan ix de l'habitual: tòrax molt profund (llebrer, whippet), molt ample (bulldog) o cadells en creixement. Si té dubtes, l'assessorem.

Com comprovar l'ajust

El cos, ajustat: el teixit és molt elàstic. **En el coll,** amb el collaret rígid ja col·locat, deixe mig dit de folgança: ajustat, però sense fer-li mal. Si queda massa fluix, l'animal se'l podria llevar pel cap: **comprove sempre que no pot traure el cap pel collaret.**



En gats

La majoria dels gats utilitzen les talles 1 i 2, però les races grans, com el Maine Coon, poden necessitar la talla 3: trie sempre pel pes. Llevat de situacions especials, no sol caldre el collaret rígid: en lloc d'este es posen les tires extra de velcro incloses en la bossa, des del coll fins a l'esquena.