

Cómo elegir la talla adecuada

La talla de MIMAR® Suit Recovery se elige por el **peso del paciente**, no por la raza. El modelo, largo o corto, depende de la zona que hay que proteger.

En tres pasos

- 1 Comprueba el peso**
 Usa el peso actual del paciente, tomado en consulta o registrado en su ficha clínica.
- 2 Busca la talla**
 Localiza el peso en la tabla.
 Las razas son solo orientativas: manda el peso.
- 3 Elige el modelo**
 Traje largo para abdomen, tórax y espalda; traje corto para cuello, tórax y sondas de esofagostomía.

Tabla de tallas

Talla	Peso	Perro (ejemplos)	Gato (ejemplos)
T1	Hasta 4 kg	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Caniche, Teckel	Persa, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Bóxer	—
T5	38–48 kg	Pastor alemán	—
T6	Más de 48 kg PRÓXIMAMENTE	Mastín, San Bernardo	—

Si dudas entre dos tallas

Prueba las dos y elige la que mejor se ajuste. Ten en cuenta también la constitución del paciente cuando se sale de lo habitual: tórax muy profundo (galgo, whippet), muy ancho (bulldog) o cachorros en crecimiento. Si tienes dudas, te asesoramos.

Cómo comprobar el ajuste

El cuerpo, ajustado: el tejido es muy elástico. **En el cuello,** con el collar rígido ya colocado, deja medio dedo de holgura: ajustado, pero sin que le haga daño. Si queda demasiado suelto, el animal podría sacárselo por la cabeza: **comprueba siempre que no puede sacar la cabeza por el collarín.**



En gatos

La mayoría de los gatos usan las tallas 1 y 2, pero las razas grandes, como el Maine Coon, pueden necesitar la talla 3: elige siempre por el peso. Salvo situaciones especiales, no suele ser necesario el collar rígido.