

Ohiko galderak

Lepoko isabeldarraren alternatiba. Txakur eta katuentzako ebakuntza osteko jantzi patentatua, ehun antimikrobianoarekin, albaitari zirujau batek diseinatua. Albaitaritza-kliniken bidez soilik banatzen dugu.

Non lor dezaket?

MIMAR® Suit Recovery zure albaitaritza-klinikaren bidez eskuratzen da, albaitariak baloratzen baitu ebakuntzaren ondoren egokia den, eta hark aukeratzen baitu neurria. Eskatu zure albaitariari. Haren klinikak oraindik gurekin lan egiten ez badu, [gurekin harremanetan jar daiteke](#) eta behar duen neurria bakarrik eskatu, gutxienez gabe.

Zenbat balio du?

Albaitaritza-klinika bakoitzak finkatzen du prezioa. Zure albaitariak emango dizu informazioa, zure maskotaren neurriaren arabera. Gogoratu berrerabilgarria dela: beste batzuetan ere balia dezakezu.

Zer neurri behar du nire maskotak?

Animaliaren pisuaren arabera aukeratzen da (ikusi [neurrien taula](#)). Bi neurriren artean badago, klinikan biak proba ditzakete eta hobekien doitzen dena aukeratu: gorputzari ondo egokituta, estutu gabe.

Lepoko isabeldarra ordeztzen du?

Bai, lepoko isabeldarraren alternatiba da. Lepoko plaka erdi-zurrun batek buruaren biraketa mugatzen du, zaurira irits ez dadin. Horrela, konorik gabe jan, edan, lo egin eta mugi daiteke.

Zenbat denboran eraman behar da?

Zure albaitariak esaten duen denboran, ebakuntzaren eta zauriaren bilakaeraren arabera.

Jan, edan eta pasea dezake jantziarekin?

Bai, lepo-plaka zurrunarekin zein gabe. Klean paseatu, korrika egin eta kanpoan jolastu ere egin dezake.

Ez al da oso deserosoa lepo-plaka zurruna etengabe eramatea?

Zure maskota zainpean dagoenean, plaka zurruna lepoko poltsikotik ken dezakezu, kengarria baita.

Bere beharrak egin ditzake jantzia jantzita?

Bai, jantziak ez du inolako funtzio fisiologikorik eragozten.

Arren kasuan, ba al du zakilerako irekidurarik?

Ez. Albaitariak edo jabeak egiten du irekidura, ehunari ez baitzaio haririk askatzen.

Katueta erabil daiteke?

Bai. Katuak animalia oso bereziak dira, eta jantzia jartzen zaienean, hasieran geldi-geldi gera daitezke. Pixkanakako egokitzapena gomendatzen dugu: jarri eta kendu, ohitu arte. Egoera berezietan izan ezik, katuei gehienetan ez zaie lepo-plaka zurruna jarri beharko: horren ordez, poltsan datozen belkro-zinta gehigarriak jartzen dira, lepotik bizkarreraino, eta horrek gure maskotaren ongizatea hobetuko du.

Nire txakurak erditu berri du. Kumeei bularra eman diezaieke jantzia jantzita?

Bai. Jantzia jarri ondoren, irekidurak egiten dira titietarako. Jantziak kumeen hortzei eta azazkalei eusten die, eta kumeek erosotasunez edoski dezakete.

Jantzi osoa behar da hernia zerbikal baterako?

Ez. Kasu horietarako jantzi laburra dago, atzeko zatirik gabea, hernia zerbikaletarako, lepoko eta toraxeko zaurietarako eta esofagostomia-hodiak babesteko pentsatua.

Nire txakurak hankak miazkatzen baditu, jantziak saihesten du?

Ez, jantziak ez ditu gorputz-adarrak estaltzen.

Nola garbitzen da? Berrerabilgarria da?

Makinan garbitzen da, gehienez 30 °C-an, belkroak itxita. Ez erabili lixiba ezta lehorgailua ere: utzi airean lehortzen, eta ez eraman garbiketa lehorrera. Berrerabilgarria da: beste batzuetan ere balia dezakezu, behar izanez gero. Lepoa softshell ehunezkoa da (% 100 poliesterra), eta gorputza, likrazkoa (% 70 poliesterra eta % 30 elastanoa).

Beste zalantzarik baduzu? Idatzi iezaguzu info@mimarvet.com helbidera, deitu +34 656 971 539 telefonora edo bisitatu mimarvet.com. MIMAR® Suit Recovery zure albaitaritza-klinikaren bidez eskuratzen da.