

Questions fréquentes

L'alternative à la collerette. Combinaison postopératoire brevetée en tissu antimicrobien pour chiens et chats, conçue par une chirurgienne vétérinaire. Nous la distribuons exclusivement par l'intermédiaire des cliniques vétérinaires.

Où puis-je me le procurer ?

MIMAR® Suit Recovery s'obtient auprès de votre clinique vétérinaire, car c'est le vétérinaire qui évalue s'il convient après l'opération et qui choisit la taille. Demandez-le à votre vétérinaire. Si sa clinique ne travaille pas encore avec nous, elle peut [nous contacter](#) et commander uniquement la taille dont elle a besoin, sans minimum.

Combien coûte-t-il ?

Le prix est fixé par chaque clinique vétérinaire. Votre vétérinaire vous l'indiquera pour la taille de votre animal. N'oubliez pas qu'il est réutilisable : il pourra resservir.

Quelle taille pour mon animal ?

Elle se choisit selon le poids de l'animal (consultez le [tableau des tailles](#)). S'il se situe entre deux tailles, la clinique peut essayer les deux et garder celle qui s'ajuste le mieux : près du corps, sans serrer.

Remplace-t-il la collerette ?

Oui, c'est une alternative à la collerette. Une plaque semi-rigide au niveau du cou limite la rotation de la tête pour que l'animal ne puisse pas atteindre la plaie. Il peut ainsi manger, boire, dormir et bouger sans gêne.

Combien de temps faut-il le porter ?

Le temps indiqué par votre vétérinaire, selon l'opération et l'évolution de la plaie.

Peut-il manger, boire et se promener avec la combinaison ?

Oui, avec ou sans la plaque rigide. Il peut aussi se promener dans la rue, courir et jouer dehors.

Porter la plaque rigide en permanence n'est-il pas très inconfortable ?

Lorsque votre animal est surveillé, vous pouvez retirer la plaque rigide de la poche du cou, car elle est amovible.

Peut-il faire ses besoins avec la combinaison ?

Oui, la combinaison n'entrave aucune fonction physiologique.

Pour les mâles, y a-t-il une ouverture pour le pénis ?

Non. L'ouverture est découpée par le vétérinaire ou le propriétaire, car le tissu ne s'effiloche pas.

Peut-on l'utiliser chez le chat ?

Oui. Les chats sont des animaux très particuliers et, lorsqu'on leur met la combinaison, ils peuvent d'abord rester immobiles. Nous recommandons une adaptation progressive, en la leur mettant et en la leur retirant jusqu'à ce qu'ils s'y habituent. Sauf cas particulier, il ne sera le plus souvent pas nécessaire de mettre la plaque rigide aux chats : on place à la place les bandes de velcro supplémentaires fournies dans le sac, du cou jusqu'au dos, ce qui contribuera au bien-être de notre animal.

Ma chienne vient de mettre bas, peut-elle allaiter avec la combinaison ?

Oui. Une fois la combinaison en place, on pratique des ouvertures pour les mamelles. La combinaison résiste aux dents et aux griffes des chiots, qui peuvent téter confortablement.

La combinaison complète est-elle nécessaire pour une hernie cervicale ?

Non. Pour ces cas, il existe la combinaison courte, sans la partie arrière, conçue pour les hernies cervicales, les plaies du cou et du thorax et la protection des sondes d'œsophagostomie.

Si mon chien se lèche les pattes, la combinaison l'en empêche-t-elle ?

Non, la combinaison ne couvre pas les membres.

Comment la laver ? Est-elle réutilisable ?

Lavage en machine à 30 °C maximum, velcros fermés. N'utilisez ni eau de Javel ni sèche-linge : laissez-la sécher à l'air libre, et ne la faites pas nettoyer à sec. Elle est réutilisable : elle pourra resservir si besoin. Le col est en tissu softshell (100 % polyester) et le corps en lycra (70 % polyester et 30 % élasthanne).

Une autre question ? Écrivez-nous à info@mimarvet.com, appelez-nous au +34 656 971 539 ou rendez-vous sur mimarvet.com. MIMAR® Suit Recovery s'obtient auprès de votre clinique vétérinaire.