

Preguntas frecuentes

A **alternativa ao colar isabelino**. Traxe posquirúrxico patentado con tecido antimicrobiano para cans e gatos, deseñado por unha cirurxía veterinaria. Distribuímolo exclusivamente a través de clínicas veterinarias.

Onde podo conseguilo?

MIMAR® Suit Recovery adquirese a través da túa clínica veterinaria, porque é o veterinario quen valora se é axeitado despois da cirurxía e escolle a talla. Pídello ao teu veterinario. Se a súa clínica aínda non traballa connosco, pode [contactar connosco](#) e pedir só a talla que necesite, sen mínimo.

Canto custa?

O prezo fíxao cada clínica veterinaria. O teu veterinario informará para a talla da túa mascota. Lembra que é reutilizable: pode servir noutras ocasións.

Que talla necesita a miña mascota?

Escóllese polo peso do animal (consulta a [táboa de tallas](#)). Se está entre dúas tallas, na clínica poden probar as dúas e quedar coa que mellor se axuste: cinguida ao corpo, sen apertar.

Substitúe o colar isabelino?

Si, é unha alternativa ao colar isabelino. Unha lámina semirríxida no pescozo limita o xiro da cabeza para que non chegue á ferida. Así pode comer, beber, durmir e moverse sen o cono.

Canto tempo hai que levalo?

O que indique o teu veterinario, segundo a cirurxía e como evolucione a ferida.

Pode comer, beber e pasear co traxe?

Si, tanto co colar ríxido coma sen el. Tamén pode pasear pola rúa, correr e xogar no exterior.

Non é moi incómodo levar permanentemente o colar ríxido?

Cando a túa mascota está vixiada, podes retirar a lámina ríxida do peto do pescozo, xa que é extraíble.

Pode facer as súas necesidades co traxe posto?

Si, o traxe non impide ningunha función fisiolóxica.

No caso dos machos, ten abertura para o pene?

Non. A abertura faina o veterinario ou o propietario, xa que o tecido non se esfía.

Pódese usar en gatos?

Si. Os gatos son animais moi especiais e, cando se lles pon o traxe, ao principio poden quedar inmóbiles. Recomendamos unha adaptación progresiva, poñéndollo e quitándollo ata que se acostumen. Agás en situacións especiais, na maioría dos casos non será necesario poñerlles o collar ríxido aos gatos: no seu lugar colócanse as tiras extra de velcro incluídas na bolsa, desde o pescozo ata o lombo, o que redundará nun maior benestar para a nosa mascota.

A miña cadela acaba de parir, pode dar de mamar co traxe posto?

Si. Unha vez colocado o traxe, fanse aberturas para as mamas. O traxe resiste os dentes e as unllas dos cachorros, que poden mamar con comodidade.

É necesario o traxe completo para unha hernia cervical?

Non. Para estes casos está o traxe curto, sen a parte traseira, pensado para hernias cervicais, feridas no pescozo e no tórax e protección de sondas de esofagostomía.

Se o meu can se lambe as patas, évitao o traxe?

Non, o traxe non cobre as extremidades.

Como se lava? É reutilizable?

Lávase á máquina a 30 °C como máximo, cos velcros pechados. Non uses lixivia nin secadora: déixao secar ao aire e non o leves a limpar en seco. É reutilizable: pode servir noutras ocasións se fai falta. O pescozo é de tecido softshell (100 % poliéster) e o corpo, de licra (70 % poliéster e 30 % elastano).

Tes outra dúbida? Escríbenos a info@mimarvet.com, chámanos ao +34 656 971 539 ou visita mimarvet.com.
MIMAR® Suit Recovery adquirese a través da túa clínica veterinaria.