

Domande frequenti

L'alternativa al collare elisabetciano. Tuta post-operatoria brevettata in tessuto antimicrobico per cani e gatti, ideata da una chirurga veterinaria. La distribuiamo esclusivamente tramite cliniche veterinarie.

Dove posso trovarlo?

MIMAR® Suit Recovery si acquista tramite la tua clinica veterinaria, perché è il veterinario a valutare se è adatto dopo l'intervento e a scegliere la taglia. Chiedilo al tuo veterinario. Se la sua clinica non lavora ancora con noi, può [contattarci](#) e ordinare solo la taglia che gli serve, senza minimo.

Quanto costa?

Il prezzo è stabilito da ogni clinica veterinaria. Il tuo veterinario ti informerà per la taglia del tuo animale. Ricorda che è riutilizzabile: può servire anche in altre occasioni.

Che taglia serve al mio animale?

Si sceglie in base al peso dell'animale (consulta la [tabella delle taglie](#)). Se è tra due taglie, in clinica possono provarle entrambe e tenere quella che veste meglio: aderente al corpo, senza stringere.

Sostituisce il collare elisabetciano?

Sì, è un'alternativa al collare elisabetciano. Una lamina semirigida sul collo limita la rotazione della testa così che non arrivi alla ferita. In questo modo può mangiare, bere, dormire e muoversi senza il cono.

Per quanto tempo va indossato?

Per il tempo indicato dal tuo veterinario, in base all'intervento e all'evoluzione della ferita.

Può mangiare, bere e passeggiare con la tuta?

Sì, sia con il collare rigido sia senza. Può anche passeggiare per strada, correre e giocare all'aperto.

Non è molto scomodo portare sempre il collare rigido?

Quando il tuo animale è sorvegliato, puoi togliere la lamina rigida dalla tasca del collo, perché è estraibile.

Può fare i suoi bisogni con la tuta indossata?

Sì, la tuta non impedisce alcuna funzione fisiologica.

Per i maschi, c'è un'apertura per il pene?

No. L'apertura la pratica il veterinario o il proprietario, perché il tessuto non si sfilaccia.

Si può usare sui gatti?

Sì. I gatti sono animali molto particolari e, quando si mette loro la tuta, all'inizio possono restare immobili. Consigliamo un adattamento graduale, mettendola e togliendola finché non si abituano. Salvo casi particolari, nella maggior parte dei casi ai gatti non sarà necessario mettere il collare rigido: al suo posto si applicano le strisce extra di velcro incluse nella confezione, dal collo fino alla schiena, a tutto vantaggio del benessere del nostro animale.

La mia cagna ha appena partorito: può allattare con la tuta indossata?

Sì. Una volta indossata la tuta, si praticano delle aperture per le mammelle. La tuta resiste ai denti e alle unghie dei cuccioli, che possono poppare comodamente.

Per un'ernia cervicale serve la tuta completa?

No. Per questi casi c'è la tuta corta, senza la parte posteriore, pensata per ernie cervicali, ferite al collo e al torace e protezione delle sonde esofagostomiche.

Se il mio cane si lecca le zampe, la tuta lo impedisce?

No, la tuta non copre gli arti.

Come si lava? È riutilizzabile?

Si lava in lavatrice a 30 °C al massimo, con i velcri chiusi. Non usare candeggina né asciugatrice: lasciala asciugare all'aria e non portarla in lavanderia per il lavaggio a secco. È riutilizzabile: può servire anche in altre occasioni, se necessario. Il collo è in tessuto softshell (100 % poliestere) e il corpo in lycra (70 % poliestere e 30 % elasthan).

Hai un'altra domanda? Scrivici a info@mimarvet.com, chiamaci al +34 656 971 539 o visita mimarvet.com.

MIMAR® Suit Recovery si acquista tramite la tua clinica veterinaria.