

Preguntes frequentes

Era alternativa ath colhar isabelin. Vestit postquirurgic patentat damb teishut antimicrobian entà cans e gats, dissenhat per ua cirurgia veterinària. Lo distribuim exclusiuament a trauès de cliniques veterinàries.

A on lo pòdi aconseguir?

MIMAR® Suit Recovery s'adquerís a trauès dera tua clinica veterinària, pr'amor que ei eth veterinari qui valore se ei adequat dempús dera cirurgia e trie era talha. Demana-lo ath tònn veterinari. Se era sua clinica encara non trabalhe damb nosati, pòt [contactar-mos](#) e demanar sonque era talha que li cau, sense minim.

Quant còste?

Eth prètz lo fixe cada clinica veterinària. Eth tònn veterinari t'informarà entà era talha dera tua mascòta. Pensa que ei reutilizable: pòt servir en d'autres ocasions.

Qué talha li cau ara mia mascòta?

Se tria segontes eth pes der animau (consulta era [taula de talhes](#)). Se ei entre dues talhes, ena clinica pòden provar-les totes dues e quedar-se era que s'ajuste melhor: arrapada ath còs, sense estrénher.

Substituís eth colhar isabelin?

Òc, ei ua alternativa ath colhar isabelin. Ua lamina semirigida en còth limite era rotacion deth cap entà que non arribe ara ferida. Atau pòt minjar, béuer, dormir e mòuer-se sense eth con.

Quant de temps cau portar-lo?

Eth que t'indique eth tònn veterinari, segontes era cirurgia e com evolucione era ferida.

Pòt minjar, béuer e passejar damb eth vestit?

Òc, tant damb eth colhar rigid coma sense eth. Tanben pòt passejar peth carrèr, córrer e jogar a defòra.

Non ei fòrça incomòde portar tostemp eth colhar rigid?

Quan era tua mascòta ei vigilada, pòs trèir era lamina rigida dera pocha deth còth, pr'amor que ei extraïble.

Pòt hèr eres sues necessitats damb eth vestit botat?

Òc, eth vestit non impedís cap foncion fisiologica.

En cas des mascles, a ua dubèrtura entà eth pene?

Non. Era dubèrtura la hè eth veterinari o eth propietari, pr'amor qu'eth teishut non s'esfile.

Se pòt emplegar en gats?

Òc. Es gats son animaues fòrça especiaus e, quan les botam eth vestit, ath principi se pòden quedar immòbils. Recomanam ua adaptacion progressiva, en tot botar-lo e trèir-lo enquia que s'i acostumen. Exceptat en situacions especiaus, as gats era màger part des còps non les caurà botar eth colhar rigid: en sòn lòc se placen eres tires suplementàries de velcro incluses ena borsa, deth còth enquia era esquia, çò que redondarà en un màger benèster entà era nòsta mascòta.

Era mia canha a acabat de parir, pòt dar de popar damb eth vestit botat?

Òc. Un còp botat eth vestit, se hèn dubèrtures entà eres mamèles. Eth vestit resistís es dents e eres ungles des cadèths, que pòden popar comòdament.

Cau eth vestit complet entà ua hèrnia cervicau?

Non. Entà aquestes situacions i a eth vestit cort, sense era part de darrèr, pensat entà hèrnies cervicaus, ferides en còth e tòrax e proteccion de sondes d'esofagostomia.

Se eth mèn can se lèque eres pautes, ac evite eth vestit?

Non, eth vestit non cuebre eres extremitats.

Com se lave? Ei reutilizable?

Se lave en maquina a 30 °C coma maxim, damb es velcros barrats. Non emplegues aigua de Javèl ni secador: dèisha-lo secar ar aire, e non lo pòrtes a netejar en sec. Ei reutilizable: pòt servir en d'outes ocasions se cau. Eth còth ei de teishut softshell (100 % poliestèr) e eth còs, de licra (70 % poliestèr e 30 % elasthan).

As un aute dubte? Escriu-mos a info@mimarvet.com, crida-mos ath +34 656 971 539 o visita mimarvet.com.
MIMAR® Suit Recovery s'adquerís a trauc dera tua clinica veterinària.