

Com triar era talha adequada

Era talha de MIMAR® Suit Recovery se tria segontes eth **pes deth pacient**, non segontes era raça. Eth modèl, long o cort, depen dera zòna que cau protegir.

En tres etapes

- 1 Verificatz eth pes**
Emplegatz eth pes actuau deth pacient, mesurat en consulta o registrat ena sua ficha clinica.
- 2 Cercatz era sua talha**
Localizatz eth pes ena taula. Eres races son sonque indicatiues: çò que compde ei eth pes.
- 3 Triatz eth modèl**
Vestit long entà abdomen, tòrax e esquia; vestit cort entà còth, tòrax e sondes d'esofagostomia.

Taula de talhes

Talha	Pes	Can (exemples)	Gat (exemples)
T1	Enquia 4 kg	Chihuahua, Yorkshire	Singapura, Devon Rex
T2	4–10 kg	Caniche, Teckel	Persa, Ragdoll
T3	10–25 kg	Beagle, Cocker	Maine Coon
T4	25–38 kg	Labrador, Bòxer	—
T5	38–48 kg	Pastor aleman	—
T6	Mès de 48 kg PRÒXIMAMENT	Mastin, Sant Bernat	—

Dubte entre dues talhes

Provatz-les totes dues e triatz era que s'ajuste milhor. Tietz en compde tanben era constitucion deth pacient quan ei hòra der abituau: tòrax fòrça prigond (lebrèr, whippet), fòrça ample (bulldog) o cadèths en creishement. Se auetz dubtes, vos conseilham.

Com verificar er ajustament

Eth còs, ajustat: eth teishut ei fòrça elastic. **En còth,** damb eth colhar rigid ja plaçat, deishatz miei dit de jòc: ajustat, mès sense que li hèsque mau. Se demore massa lasc, er animau se'n poderie trèir peth cap: **verificatz tostemp que non pòt trèir eth cap peth colharet.**



En gats

Era màger part des gats emplegue eres talhes 1 e 2, mès eres races grans, coma eth Maine Coon, pòden auer besonh dera talha 3: triatz tostemp segontes eth pes. Exceptat en situacions especiaus, non sòl èster de besonh eth colhar rigid: en sòn lòc se placen eres tires suplementàries de velcro incluses ena borsa, deth còth enquia era esquia.