

Preguntes freqüents

L'alternativa al collar isabelí. Vestit postquirúrgic patentat amb teixit antimicrobià per a gossos i gats, dissenyat per una cirurgia veterinària. El distribuïm exclusivament a través de clíniques veterinàries.

On el puc aconseguir?

MIMAR® Suit Recovery s'adquireix a través de la teva clínica veterinària, perquè és el veterinari qui valora si és adequat després de la cirurgia i tria la talla. Demana-l'hi al teu veterinari. Si la seva clínica encara no treballa amb nosaltres, pot [contactar-nos](#) i demanar només la talla que necessiti, sense mínim.

Quant costa?

El preu el fixa cada clínica veterinària. El teu veterinari t'informarà del preu per a la talla de la teva mascota. Recorda que és reutilitzable: pot servir en altres ocasions.

Quina talla necessita la meua mascota?

Es tria pel pes de l'animal (consulta la [taula de talles](#)). Si està entre dues talles, a la clínica poden provar-les totes dues i quedar-se la que s'ajusti millor: cenyida al cos, sense estrènyer.

Substitueix el collar isabelí?

Sí, és una alternativa al collar isabelí. Una làmina semirígida al coll limita el gir del cap perquè no arribi a la ferida. Així pot menjar, beure, dormir i moure's sense el con.

Quant de temps s'ha de portar?

El que indiqui el teu veterinari, segons la cirurgia i com evolucioni la ferida.

Pot menjar, beure i passejar amb el vestit?

Sí, tant amb el collaret rígid com sense. També pot passejar pel carrer, córrer i jugar a l'exterior.

No és molt incòmode portar permanentment el collaret rígid?

Quan la teva mascota està vigilada, pots treure la làmina rígida de la butxaca del coll, ja que és extraïble.

Pot fer les seves necessitats amb el vestit posat?

Sí, el vestit no impedeix cap funció fisiològica.

En el cas dels mascles, té obertura per al penis?

No. L'obertura la fa el veterinari o el propietari, ja que el teixit no s'esfilagarsa.

Es pot fer servir en gats?

Sí. Els gats són animals molt especials i, quan se'ls posa el vestit, al principi es poden quedar immòbils. Recomanem una adaptació progressiva, posant-los-el i traient-los-el fins que s'hi acostumin. Tret de situacions especials, la majoria de les vegades no caldrà posar el collaret rígid als gats: en lloc seu es colloquen les tires extra de velcro incloses a la bossa, des del coll fins a l'esquena, cosa que redundarà en un benestar més gran per a la nostra mascota.

La meva gossa acaba de parir, pot alletar amb el vestit posat?

Sí. Un cop col·locat el vestit, s'hi fan obertures per a les mamelles. El vestit resisteix les dents i les ungles dels cadells, que poden mamar còmodament.

Cal el vestit complet per a una hèrnia cervical?

No. Per a aquests casos hi ha el vestit curt, sense la part del darrere, pensat per a hèrnies cervicals, ferides al coll i al tòrax i protecció de sondes d'esofagostomia.

Si el meu gos es llepa les potes, el vestit ho evita?

No, el vestit no cobreix les extremitats.

Com es renta? És reutilitzable?

Es renta a màquina a 30 °C com a màxim, amb els velcros tancats. No facis servir lleixiu ni assecadora: deixa'l assecar a l'aire, i no el portis a netejar en sec. És reutilitzable: pot servir en altres ocasions si cal. El coll és de teixit softshell (100 % polièster) i el cos, de licra (70 % polièster i 30 % elastà).

Tens algun altre dubte? Escriu-nos a info@mimarvet.com, truca'ns al +34 656 971 539 o visita mimarvet.com.
MIMAR® Suit Recovery s'adquireix a través de la teva clínica veterinària.