

Preguntes freqüents

L'alternativa al collar isabelí. Vestit postquirúrgic patentat amb teixit antimicrobià per a gossos i gats, dissenyat per una cirurgia veterinària. El distribuïm exclusivament a través de clíniques veterinàries.

On el puc aconseguir?

MIMAR® Suit Recovery s'adquirix a través de la teua clínica veterinària, perquè és el veterinari qui valora si és adequat després de la cirurgia i tria la talla. Demana-li'l al teu veterinari. Si la seua clínica encara no treballa amb nosaltres, pot [contactar-nos](#) i demanar només la talla que necessita, sense mínim.

Quant costa?

El preu el fixa cada clínica veterinària. El teu veterinari t'informarà del preu per a la talla de la teua mascota. Recorda que és reutilitzable: pot servir en altres ocasions.

Quina talla necessita la meua mascota?

Es tria pel pes de l'animal (consulta la [taula de talles](#)). Si està entre dues talles, en la clínica poden provar-les totes dues i quedar-se la que s'ajuste millor: cenyida al cos, sense estrényer.

Substitueix el collar isabelí?

Sí, és una alternativa en el collar isabelí. Una làmina semirígida en el coll limita el gir del cap perquè no arribe a la ferida. Així pot menjar, beure, dormir i moure's sense el con.

Quant de temps s'ha de portar?

El que indique el teu veterinari, segons la cirurgia i com evolucione la ferida.

Pot menjar, beure i passejar amb el vestit?

Sí, tant amb el collaret rígid com sense. També pot passejar pel carrer, córrer i jugar a l'exterior.

No és molt incòmode portar permanentment el collaret rígid?

Quan la teua mascota està vigilada, pots traure la làmina rígida de la butxaca del coll, ja que és extraïble.

Pot fer les seues necessitats amb el vestit posat?

Sí, el vestit no impedit cap funció fisiològica.

En el cas dels mascles, té obertura per al penis?

No. L'obertura la fa el veterinari o el propietari, ja que el teixit no s'esfilagarsa.

Es pot usar en gats?

Sí. Els gats són animals molt especials i, quan se'ls posa el vestit, al principi es poden quedar immòbils.

Recomanem una adaptació progressiva, posant-los-el i traent-los-el fins que s'hi acostumen. Llevat de situacions especials, la majoria de les vegades no caldrà posar el collaret rígid als gats: en lloc seu es colloquen les tires extra de velcro incloses en la bossa, des del coll fins a l'esquena, cosa que redundarà en un benestar més gran per a la nostra mascota.

La meua gossa acaba de parir, pot alletar amb el vestit posat?

Sí. Una vegada col·locat el vestit, s'hi fan obertures per a les mamelles. El vestit resistix les dents i les ungles dels cadells, que poden mamar còmodament.

Cal el vestit complet per a una hèrnia cervical?

No. Per a estos casos hi ha el vestit curt, sense la part de darrere, pensat per a hèrnies cervicals, ferides en el coll i en el tòrax i protecció de sondes d'esofagostomia.

Si el meu gos es llepa les potes, el vestit ho evita?

No, el vestit no cobrix les extremitats.

Com es renta? És reutilitzable?

Es renta a màquina a 30 °C com a màxim, amb els velcros tancats. No uses lleixiu ni assecadora: deixa'l assecar a l'aire, i no el portes a netejar en sec. És reutilitzable: pot servir en altres ocasions si cal. El coll és de teixit softshell (100 % polièster) i el cos, de licra (70 % polièster i 30 % elastà).

Tens algun altre dubte? Escriu-nos a info@mimarvet.com, telefona'ns al +34 656 971 539 o visita mimarvet.com. MIMAR® Suit Recovery s'adquirix a través de la teua clínica veterinària.